

## Urologie gestern & heute: Uromat HD

In der Urologie galt konventionelles Röntgen noch vor einigen Jahren als das Basisdiagnoseverfahren. Da heutzutage in jedem Krankenhaus moderne Schnittbildverfahren verfügbar sind, hat es zwar für die Diagnostik an Bedeutung verloren, jedoch bleibt das konventionelle Röntgen vor allem in der Form der Durchleuchtung ein wichtiges Hilfsmittel für die Durchführung dynamischer Untersuchungen und bildgesteuerter urologischer Eingriffe.

Wir bieten Ihnen ein modernes & flexibles System, welches Altbewährtes mit den Vorteilen des digitalen Fortschritts kombiniert!



- Starke Leistung dank 65kW oder 80kW Generator
- Leistungsstarke Röntgenröhre mit hoher Wärmekapazität
- Die robuste Mechanik des Uromat HD erlaubt das schnelle, fließende und stufenlose Verfahren von Strahler-, Hub-, Kipp-, Längs- und Quer-Bewegung.
- Tischtraglast von 285kg
- Großer, komfortabler Scanbereich
- Leistungsstarker 43x43 CSI Detektor
- Alle marktüblichen Urodynamiksysteme sind per Videoschnittstellen zur Darstellung integrierbar.
- Ein Videomanagement ist in Verbindung mit z.B. einem 49" Monitor zur Digital Visual Interface zur Darstellung am Monitortragarm möglich.
- Umfangreiches optionales Zubehör

Quelle & Fotos: Pausch medical GmbH

## Referenzhaus Chemnitz



*„Insgesamt war es die richtige Entscheidung für unsere Einrichtung, diesmal nicht auf die etablierten Hersteller zurückzugreifen, sondern auch mal einen alternativen Weg einzuschlagen.“*

Quelle: Auszug aus dem Referenzschreiben zum Uromat HD vom 06.08.2020 von Dr. med. Ulf Balsmeyer, Ltd. Oberarzt Klinik für Urologie im Zeißigwaldkliniken Bethanien Chemnitz



Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein erholsames, entschleunigtes Weihnachtsfest & einen gesunden Start in ein ereignisreiches 2021!